


ResMed

AirTouch™ N30i
Nasal mask


AirFit™ N30i
Nasal mask

AirFit™ P30i
Nasal pillows mask

Anleitung zur Auswahl und Anpassung des Rahmens



 Kleiner Rahmen	 Standardrahmen
0-150mm	>150mm
0-6"	>6"



ResMed

Originalgröße:
148 mm (Breite) x
110 mm (Höhe)
bzw.
5³/₄" (Breite)
x 4¹/₄" (Höhe)

Lineal dient zur Maßstabsüberprüfung

Anwendung der Größenschablone:

1. Stellen Sie sicher, dass die Schablone im korrekten Maßstab gedruckt wurde.
2. Schneiden Sie entlang der gestrichelten Linie.
3. Legen Sie die Schablone unter Ihre Nase und nutzen Sie die Markierungen, um die richtige Kissengröße zu bestimmen.

AirTouch™ N30i

Nasal mask

